



# Welch Allyn 360° Komplettlösung für Blutdruckmanschetten



Umfassendes Portfolio von Blutdruckmanschetten für eine echte Standardisierung, um so ein ausgezeichnetes Blutdruckmanagement in jeder klinischen Umgebung zu erreichen



**WelchAllyn®**



## KOMMEN IHNEN DIESE HERAUSFORDERUNGEN BEKANNT VOR?

- ✗ Ungenaue Blutdruckmesswerte
- ✗ Mühevoll Nutzung verschiedener traditioneller Manschettschläuche und -anschlüsse
- ✗ Frustrierte Mitarbeiter angesichts der Fülle verschiedener Blutdruckmanschetten
- ✗ Fehlerhafte Praktiken (Verwendung der falschen Manschettengröße, Verwendung von Klemmen und Knoten an Schläuchen usw.), die die Genauigkeit und Zuverlässigkeit beeinträchtigen
- ✗ Unstimmige Verfahren und Standards bei der Geräte-Reinigung und Infektionskontrolle

## MÖCHTEN SIE DIESE BEWÄLTIGEN?

## WELCH ALLYN KOMPLETTLÖSUNG FÜR BLUTDRUCKMANSCHETTEN

## DER ECHTE STANDARD ZUR STANDARDISIERUNG VON BLUTDRUCKMANSCHETTEN

- ✓ Moderne Blutdruckmanschetten
- ✓ Umfassende Palette von Manschetten für alle klinischen Anwendungsbereiche
- ✓ Manschetten für einen einzelnen Patienten können das Risiko einer Kreuzkontamination verringern
- ✓ Erste Blutdruckmanschette mit Einpunktanschluss, mit dem die Welch Allyn FlexiPort Blutdruckmanschetten an nahezu jedes Gerät angeschlossen werden können
- ✓ FlexiPort erleichtert die Wahl der richtigen Manschettengröße für den Patienten und vermeidet das falsche Anlegen der Manschette
- ✓ Weniger Artikelnummern dank Standardisierung mit FlexiPort, dadurch einfachere Lagerhaltung

# Welch Allyn <sup>360</sup> Komplettlösung für Blutdruckmanschetten

Umfassendes Portfolio von Blutdruckmanschetten für eine echte Standardisierung, um so ein ausgezeichnetes Blutdruckmanagement in jeder klinischen Umgebung zu erreichen

 	 	 	 
<b>FLEXIPORT® ECOCUFF™</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BLUTDRUCKMANSCHETTEN ZUR VERWENDUNG AN EINEM EINZIGEN PATIENTEN</li> <li>• REDUZIERT DIE RISIKEN EINER KREUZKONTAMINATION</li> <li>• KOSTENGÜNSTIGE UND UMWELTFREUNDLICHE LÖSUNG</li> </ul>	<b>FLEXIPORT® FÜR DEN EINMALGEBRAUCH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EINMAL-BLUTDRUCKMANSCHETTEN</li> <li>• FÜR LANGZEITAUFTHALTE VON PATIENTEN</li> <li>• SÄMTLICHE MANSCHETTENGRÖSSEN</li> </ul>	<b>FLEXIPORT® ZUR WIEDERVERWENDUNG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WIEDERVERWENDBARE BLUTDRUCKMANSCHETTEN</li> <li>• ZUVERLÄSSIGES, ROBUSTES DESIGN - BEI JEDER ANWENDUNG</li> <li>• SÄMTLICHE MANSCHETTENGRÖSSEN</li> </ul>	<b>FLEXIPORT® FÜR NEUGEBORENE, ZUM EINMALGEBRAUCH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BLUTDRUCKMANSCHETTEN ZUR VERWENDUNG AN EINEM EINZIGEN PATIENTEN</li> <li>• MAXIMALER KOMFORT FÜR EMPFINDLICHE ARME</li> <li>• SÄMTLICHE MANSCHETTENGRÖSSEN FÜR NEUGEBORENE</li> </ul>

## Die FlexiPort Technologie – Vorteile für alle

FlexiPort Manschetten verfügen über eine innovative, benutzerfreundliche Anschluss-technologie, mit der sich Kosten senken lassen. Der FlexiPort Einpunktanschluss ist eine praktische Innovation, mit der die Welch Allyn FlexiPort Blutdruckmanschetten an nahezu jedes Gerät angeschlossen werden können – ohne die mühevoll Nutzung traditioneller Manschettschläuche und -anschlüsse. Die FlexiPort Technologie ist in drei verschiedenen Manschettenausführungen erhältlich, um alle Bereiche im Krankenhaus abzudecken: Manschetten für einen einzelnen Patienten, Einweg (Einpatienten)-Manschetten und wiederverwendbare Manschetten.

FÜR NAHEZU JEDES BLUTDRUCKMESSGERÄT GEEIGNET

KANN ALS EINSCHLAUCH- ODER ZWEIFSCHLAUCHMANSCHETTE VERWENDET WERDEN

MANSCHETTE ZUR VERWENDUNG AN EINEM EINZIGEN PATIENTEN VERRINGERT DAS RISIKO EINER KREUZKONTAMINATION

EINFACHE STANDARDISIERUNG DER GESAMTEN EINRICHTUNG

SCHNELLE UND BENUTZERFREUNDLICHE EINHÄNDIG ZU BEDIENENDE SCHNAPPVERBINDUNG

REDUZIERUNG DER TEILEVIelfALT UM BIS ZU 90 %\*

LATEXFREI

ERFÜLLT DIE AKTUELLEN AAMI- UND AHA-RICHTLINIEN ÜBER DIE KORREKTE GRÖSSE VON BLUTDRUCKMANSCHETTEN

DREHBARER ANSCHLUSS FÜR HÖHEREN PATIENTENKOMFORT UND LÄNGERE LEBENSDAUER DER MANSCHETTE



\*Basiert auf einer Fallstudie einer systemweiten Standardisierung des Grady Health System, Atlanta, GA, USA

# Einfacher und kostengünstiger durch Standardisierung

## FlexiPort: eine echte Standardisierungslösung

Die Standardisierung mit den Welch Allyn FlexiPort Blutdruckmanschetten unterstützt Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen dabei, die Arbeitsabläufe zu verschlanken, die Lagerhaltung zu optimieren und das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern und so die Konsolidierung ihrer Finanzen und Erhöhung der Patientensicherheit zu erreichen.

Andere derzeit erhältliche Standardisierungsmethoden für Manschetten beinhalten in der Regel eine unübersichtliche Vielfalt von Manschettenkonfigurationen, Y-Schläuchen, Klemmen und Anschlüssen. Dies kann sich in großen Lagerbeständen niederschlagen, Verunsicherung bei den Pflegekräften hervorrufen und zu möglichen Leistungsproblemen von Geräten aufgrund falscher oder undichter Anschlüsse führen.

## Wie kann FlexiPort Ihnen helfen?




### Höhere Patientensicherheit

FlexiPort erleichtert die Auswahl der richtigen Manschettengröße für den Patienten und vermeidet das falsche Anlegen der Manschette. Manschetten für einen einzelnen Patienten können zudem das Risiko einer Kreuzkontamination verringern.



### Höhere Zufriedenheit des Pflegepersonals

Der FlexiPort Einpunktanschluss kann Pflegeabläufe optimieren, bietet ein zuverlässigeres Anschlussystem und erhöht die Zufriedenheit des Pflegepersonals.



### Höhere Rendite

Mit der FlexiPort Standardisierung können die Kosten für große Lagerbestände durch Reduzierung des Manschettenbestandes sowie die Kosten im Zusammenhang mit Krankenhausinfektionen gesenkt werden.



### Geringeres Risiko

Die FlexiPort Technologie bietet Krankenhäusern die Möglichkeit, Manschetten bei nur einem Patienten zu verwenden und damit das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern.

## Innovativer Einpunktanschluss

Das Geheimnis der echten Manschettenstandardisierung besteht im FlexiPort Einpunktanschluss, einer praktischen Innovation, mit der die Welch Allyn FlexiPort Blutdruckmanschetten an nahezu jedes Gerät angeschlossen werden können - ohne die mühevollen Verwendung komplizierter traditioneller Manschettenschläuche und -anschlüsse.



# So erfolgt die Standardisierung

## Wir sind Ihr engagierter Komplettlieferant



Unser Team von Experten steht Ihnen mit seiner klinischen und technischen Erfahrung während des gesamten Umstellungsprozesses vor Ort zur Seite. Wir bieten Ihnen:

- Intensive Beratung und Beurteilung der Anforderungen der betreffenden Einrichtung
- Probelauf zum Testen des Systems in einer anspruchsvollen Umgebung
- Vollständige Implementierung vor Ort mit Produktinstallation, Schulung, interner Kommunikation und technischem Support

## Standardisieren Sie Ihre Einrichtung in nur drei Schritten.

1

### Standardisieren

FlexiPort Anschluss an allen Blutdruckmessgeräten anbringen

FlexiPort Anschluss für 1 Schlauch

FlexiPort Anschluss für 2 Schläuche

2

### Manschettensmaterial/-ausführung auswählen

Manschetten auswählen: für einen einzelnen Patienten, für den Einmalgebrauch oder wiederverwendbare Manschetten

FlexiPort EcoCuff Blutdruckmanschetten für einen einzelnen Patienten



FlexiPort Einmal-Blutdruckmanschetten



Wiederverwendbare FlexiPort Blutdruckmanschette



3

### Manschettengröße auswählen

Benötigte Größe der FlexiPort Manschetten auswählen

Säugling, klein (6)
Säugling (7)
Kleinkind (8)
Kind (9)
Erwachsener, klein (10)
Erwachsener (11)
Erwachsener, lang (11L)
Erwachsener, groß (12)
Erwachsener, groß, lang (12L)
Oberschenkel (13)

UND mühen Sie sich nicht mehr ab mit den komplizierten traditionellen Manschettenschläuchen und -anschlüssen.

## FALLSTUDIE EINER KRANKENHAUSSTANDARDISIERUNG MIT FLEXIPORT

Kundenreferenzen von Derby Teaching Hospitals, NHS Foundation Trust (Großbritannien) vor und nach Standardisierung mit FlexiPort:

### VOR STANDARDISIERUNG MIT FLEXIPORT

„Wir brauchten ein allgemeines System, das sich für alle Blutdruckmessgeräte eignet.“

Stephanie McCarthy, Beschaffung Pflege

„Wir mussten eine Rendite von mindestens 7 % erzielen.“

Stephanie McCarthy, Beschaffung Pflege

„Ich wusste keine Lösung, aber es konnte so nicht weitergehen.“

Rebecca Pipes, Schwester Medizinische Beratung

„Es dauerte manchmal fünf oder zehn Minuten, um ein Gerät zu finden.“

Vanessa Middleton, Oberschwester Station 402

Vollständige Fallstudie auf Anfrage erhältlich sowie auf [www.welchallyn.de](http://www.welchallyn.de) abrufbar (suchen Sie in unserer Dokumenten-Bibliothek nach Referenznummer MC12454)

### NACH STANDARDISIERUNG MIT FLEXIPORT

„Das ist ein hervorragendes System.“

Senior Koordinator OP und Anästhesie-Geräte

„Man hat stets die richtige Manschettengröße zur Hand. Dadurch spart man jedes Mal gut fünf Minuten.“

Rebecca Pipes, Schwester Medizinische Beratung

„Das Pflegepersonal nimmt die Messungen jetzt in wenigen Minuten vor und stört so die Patienten nicht.“

Karen Hooley, Haushälterin Station 402

„Was hat es mir gebracht? Eine halbe Pflegekraft.“

Stephanie McCarthy, Beschaffung Pflege

**100 % des befragten Personals erklärten, dass FlexiPort ihre Arbeit erleichtert hat.**





# WELCH ALLYN FlexiPort EcoCuff

BLUTDRUCKMANSCHETTEN ZUR VERWENDUNG AN EINEM EINZIGEN PATIENTEN



Eine Manschette. Ein Patient. Eine echte Lösung zur Kostensenkung sowie Verringerung des Risikos von Kreuzkontamination und Umweltbelastungen.

Traditionelle Manschettenlösungen zur Verwendung an einem einzigen Patienten können teuer und schwierig zu implementieren sein und zu erheblichen Abfallmengen führen. Das innovative EcoCuff Design hilft Krankenhäusern dabei, das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern - mit Hilfe von Technologien, die eine einfache Implementierung von Blutdruckmanschetten zur Verwendung an einem einzigen Patienten zulassen. Gleichzeitig ermöglicht dies, die Kosten zu senken und die Umweltbelastung des Krankenhauses zu reduzieren.



### Echter Mehrwert

- Robust genug für einen gesamten Krankenhausaufenthalt des Patienten (bis zu 100 Messungen); bei Verwendung für nur einen Patienten jedoch kostengünstiger als die meisten traditionellen Einweg-Manschetten



### Höhere Patientensicherheit

- Einzigartiges Passsystem vermeidet Messfehler von bis zu 30 mmHg durch falsch angelegte Manschetten\*\*
- Verringert das Risiko einer Kreuzkontamination



### Zufriedenes Personal

- Praktischer Spender zur übersichtlichen Aufbewahrung der Manschetten
- Schneller Zugriff auf die richtige Manschette zur richtigen Zeit
- Erhältlich in vier Größen, die 90 % der Bevölkerung passen



### Geringere Umweltbelastung

- Gefertigt aus Materialien, die die Umweltbelastung im Vergleich zu traditionellen Einweg-Manschetten um 60 % reduzieren
- Latexfrei und recycelbar

\*\* O'Brien, E. Measurement of Blood Pressure. Beevers, Lip, O'Brien: The ABCs of Hypertension. Blackwell Publishing, 2007.



# Wiederverwendbare FlexiPort

BLUTDRUCKMANSCHETTEN



## Echte Standardisierung - bei jeder Anwendung

Die wiederverwendbaren Welch Allyn FlexiPort Blutdruckmanschetten sind kostengünstig und einfach anzuwenden und bieten sämtliche Vorteile der FlexiPort Technologie, einschließlich eines vereinfachten Anschlusses, in einem zuverlässigen, robusten Design.



### Höherer Patientenkomfort

- Abgerundete Kanten verringern das Risiko von Schnitten und Hautabschürfungen und bieten mehr Patientenkomfort.
- Alle FlexiPort Manschetten verfügen über einen drehbaren Anschluss, so dass Manschettenanschlässe und -anschlüsse weniger beansprucht werden. Das erhöht den Patientenkomfort und verlängert die Lebensdauer der Manschette.
- Latexfrei



### Höchste Qualität

- Getestet in anspruchsvollen klinischen Umgebungen
- Die wichtigsten Größen sind farbcodiert zur leichteren Auswahl der richtigen Manschettengröße
- Drei Jahre eingeschränkte Garantie



# FlexiPort Einmal-

BLUTDRUCKMANSCHETTEN



## Echte Standardisierung in Kombination mit einem geringeren Risiko einer Kreuzkontamination

Die FlexiPort Einmal-Blutdruckmanschetten bieten Krankenhäusern einen zuverlässigen Mehrwert, indem sie die Vorteile der FlexiPort Technologie mit einem geringeren Risiko einer Kreuzkontamination kombinieren, was sich bei der Einführung von Manschetten zur Verwendung bei einem einzigen Patienten für Langzeitaufenthalte ergibt.



### Höhere Rendite

- Günstig genug für die Verwendung bei nur einem Patienten, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern
- Robust genug für Langzeitaufenthalte von Patienten



### Höhere Patientensicherheit

- Vollständiges Sortiment von farbcodierten Größen zur schnellen, genauen Auswahl der richtigen Manschettengröße
- Entspricht den aktuellen Größenbestimmungen der AAMI- und AHA-Richtlinien
- Latexfrei



# Neugeborenen-Einmal-

BLUTDRUCKMANSCHETTEN



## Messgenauigkeit und Komfort für die kleinsten Patienten

Welch Allyn bietet ein Sortiment von Blutdruckmanschetten für Neugeborene aus weichem Stoff für maximalen Komfort an empfindlichen Armen. Aufdruck und Grafiken sind farbcodiert zur schnellen Identifizierung der Manschettengrößen.



### Maximum an Komfort

- Weicher komfortabler verfestigter DuPont® Sontara® Stoff ist robust und latexfrei
- Flache Anschlussbuchsen vermeiden, dass Schläuche im Weg sind



### Höhere Patientensicherheit

- Manschetten für Neugeborene sind farbcodiert zur einfachen Größenbestimmung
- Spezielle Indexmarkierungen an der Außenseite machen die Anpassung der Manschetten an den Arm leicht
- Hat ISO-konforme Neo Anschlüsse



Neugeborenen-Einmalmanschette  
Ein Schlauch



Neugeborenen-Einmalmanschette  
Zwei Schläuche

# BESTELLINFORMATIONEN

## Bestellinformationen für FlexiPort Manschetten Standardisierte Einrichtungen

### FLEXI-PORT ANSCHLUSS

	EIN SCHLAUCH	ZWEI SCHLÄUCHE
		
FlexiPort Anschluss (10 Stk.)	PORT-1	PORT-2

Größe	FlexiPort zur Wiederverwendung	FlexiPort zum Einmalgebrauch (20 Manschetten/Karton)	EcoCuff* (50/Schachtel, 2 Schachteln/Karton)
Säugling, klein (6)	REUSE-06	SOFT-06	
Säugling (7)	REUSE-07	SOFT-07	
Kleinkind (8)	REUSE-08	SOFT-08	
Kind (9)	REUSE-09	SOFT-09	ECOCUFF-09
Erwachsener, klein (10)	REUSE-10	SOFT-10	ECOCUFF-10
Erwachsener (11)	REUSE-11	SOFT-11	ECOCUFF-11
Erwachsener, lang (11L)	REUSE-11L	SOFT-11L	
Erwachsener, groß (12)	REUSE-12	SOFT-12	ECOCUFF-12
Erwachsener, groß, lang (12L)	REUSE-12L	SOFT-12L	
Oberschenkel (13)	REUSE-13	SOFT-13	

## Einmalmanschetten für Neugeborene Mit Schläuchen und SnapQuik Anschlussbuchsen



Größe (20 Manschetten/Karton)	Bereich	Ein Schlauch Artikelnummer (10 pro Schachtel)	Zwei Schläuche Artikelnummer (10 pro Schachtel)
NEO 5	8,9 - 15 cm	NEO-5-1	NEO-5-2
NEO 4	6,9 - 11,7 cm	NEO-4-1	NEO-4-2
NEO 3	5,4 - 9,1 cm	NEO-3-1	NEO-3-2
NEO 2	4,2 - 7,1 cm	NEO-2-1	NEO-2-2
NEO 1	3,3 - 5,6 cm	NEO-1-1	NEO-2-1

Artikelnummer	Beschreibung - ISO-Anschluss
5082-300	NEO Manschettenanschluss, ISO, Stecker, 2,4-mm-Widerhaken (3/32") (10 Stk.)
5082-301	NEO Manschettenanschluss, ISO, Stecker, 3,2-mm-Widerhaken (1/8") (10 Stk.)
5082-302	NEO Manschettenanschluss, ISO, Stecker, 3,2-mm-Widerhaken (3/32") (10 Stk.)

\*EcoCuff Manschetten sind auch als Packung mit verschiedenen Größen erhältlich: FlexiPort EcoCuff Vier-Manschetten-Kit (je 50 Stk.): Kind, Erwachsener klein, normal und groß; für die Verwendung bei einem Patienten, keine Schläuche oder Anschlüsse; 200 Stk.

Weitere Referenzen für unsere Blutdruckmanschetten und Zubehöriteile erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Welch Allyn Vertriebsmitarbeiter.

## Bestellinformationen für FlexiPort Einmal- und wiederverwendbare Manschetten Traditionelles Bestell-/Nutzungssystem (Manschetten mit Schläuchen und Anschlüssen)



Größe (20 Manschetten/Karton)	Bereich	EIN SCHLAUCH				ZWEI SCHLÄUCHE			
		Schraubanschluss	Dreifach-Anschluss	Anschluss mit Verriegelung	Bajonettanschluss	Schraubanschluss	Anschluss mit Verriegelung	Dreifach-Anschluss und Leerschlauch	Aufpumpsystem
Säugling, klein (6)	7 - 10 cm	SOFT-06-1SC	SOFT-06-1TPE	SOFT-06-1MQ	SOFT-06-1HP	N/V	N/V	N/V	N/V
Säugling (7)	9 - 13 cm	SOFT-07-1SC	SOFT-07-1TPE	SOFT-07-1MQ	SOFT-07-1HP	SOFT-07-2SC	SOFT-07-2MQ	SOFT-07-2TPE	SOFT-07-2BV
Kleinkind (8)	12 - 16 cm	SOFT-08-1SC	SOFT-08-1TPE	SOFT-08-1MQ	SOFT-08-1HP	SOFT-08-2SC	SOFT-08-2MQ	SOFT-08-2TPE	SOFT-08-2BV
Kind (9)	15 - 21 cm	SOFT-09-1SC	SOFT-09-1TPE	SOFT-09-1MQ	SOFT-09-1HP	SOFT-09-2SC	SOFT-09-2MQ	SOFT-09-2TPE	SOFT-09-2BV
Erwachsener, klein (10)	20 - 26 cm	SOFT-10-1SC	SOFT-10-1TPE	SOFT-10-1MQ	SOFT-10-1HP	SOFT-10-2SC	SOFT-10-2MQ	SOFT-10-2TPE	SOFT-10-2BV
Erwachsener, normal (11)	25 - 34 cm	SOFT-11-1SC	SOFT-11-1TPE	SOFT-11-1MQ	SOFT-11-1HP	SOFT-11-2SC	SOFT-11-2MQ	SOFT-11-2TPE	SOFT-11-2BV
Erwachsener, lang (11L)	25 - 34 cm	SOFT-11L-1SC	SOFT-11L-1TPE	SOFT-11L-1MQ	SOFT-11L-1HP	SOFT-11L-2SC	SOFT-11L-2MQ	SOFT-11L-2TPE	SOFT-11L-2BV
Erwachsener, groß (12)	32 - 43 cm	SOFT-12-1SC	SOFT-12-1TPE	SOFT-12-1MQ	SOFT-12-1HP	SOFT-12-2SC	SOFT-12-2MQ	SOFT-12-2TPE	SOFT-12-2BV
Erwachsener, groß, lang (12L)	32 - 43 cm	SOFT-12L-1SC	SOFT-12L-1TPE	SOFT-12L-1MQ	SOFT-12L-1HP	SOFT-12L-2SC	SOFT-12L-2MQ	SOFT-12L-2TPE	SOFT-12L-2BV
Oberschenkel (13)	40 - 55 cm	SOFT-13-1SC	SOFT-13-1TPE	SOFT-13-1MQ	SOFT-13-1HP	SOFT-13-2SC	SOFT-13-2MQ	SOFT-13-2TPE	SOFT-13-2BV

Für wiederverwendbare FlexiPort Manschetten ersetzen Sie bei der Artikelnummer „SOFT“ durch „REUSE“.

Um weitere Informationen zu erhalten, setzen Sie sich mit Ihrem Welch Allyn Vertriebsmitarbeiter vor Ort in Verbindung oder besuchen Sie <http://www.welchallyn.de/cuffs>

Welch Allyn GmbH  
Hofgartenstraße 16  
D-72379 Hechingen  
Tel.: +49 (0) 7471 98 41 14-0  
Fax: +49 (0) 7471 98 41 14-90  
info@welchallyn.com

