

Hill-Rom® 900 Bett mit 3/4-Seitensicherungen

Einfach effizient



Funktionen und Vorteile

Die **automatische Ausstiegsposition mit einem Tastendruck** positioniert das Bett für einen sicheren und einfachen Ausstieg.

AutoContour™ und SlideGuard™ reduzieren die Patientenbewegung im Bett und verringern dadurch den Druck auf den Unterleib bei einer Liegeflächenverstellung.

Die **EasyChair™ Funktion** ermöglicht Patienten, schnell eine komfortable Sitzposition zu erreichen.

Die **Höhenanzeige** warnt die Pflegekraft, wenn sich das Bett nicht in der niedrigsten Position befindet, und trägt damit zu einer sichereren Umgebung für den Patienten bei.

Der **Bremsalarm** erinnert die Pflegekraft an das Arretieren der Bremsen und sorgt so für eine größere Sicherheit des Patienten.

Leicht ablesbare **Line-Of-Site™** Winkelanzeige unterstützt bei der Umsetzung der Pflegeprotokolle.

Die Seitensicherungen verfügen über eine **doppelte Verriegelung**, um so ein unabsichtliches Absenken zu vermeiden.

Die **5. Rolle** ermöglicht leichteres Manövrieren des Bettes in jede Richtung.

Durch einen **Tastendruck der Schockposition** wird der obere Teil der Liegefläche abgeflacht und das Bett in eine modifizierte Trendelenburg-Position gebracht, wenn bei dem Patienten Komplikationen auftreten sollten.

Das **intelligente Nachtlicht** verbessert das Sicherheitsgefühl für Patienten und Pflegekräfte.

Die **abnehmbare Liegefläche aus Hochdrucklaminat (HPL)** sorgt für einfachere Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten.

Hill-Rom 900 Bett mit 3/4-Seitensicherungen



Doppelte Verriegelung der Seitensicherung



Line-Of-Site Winkelanzeige



Bedienelement mit EasyChair- und Liegeflächenflachposition und optionale Anzeige für niedrigste Bettposition

Technische Daten

Sichere Arbeitslast (SWL)	220 kg
optional	250 kg
Gewicht des Bettes	120 kg
Höhenverstellung	37,7 bis 76,8 cm
Schutzklasse	IPX4
Bettenwinkel	
Kopfteil	0 bis 65°
Oberschenkelbereich	0 bis 28°
Fußbereich	22 bis -3°
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg	-17 bis +17°
Liegefläche	
Breite	90 cm
Länge	200 cm
Liegeflächenoberfläche	Hochdruck-laminat (HPL)
Höhe der Seitensicherung	38,5 cm
Rollen	150 mm Einzelaufrollen (Integral)
optional	150 mm Doppelaufrollen
optional*	125 mm Einzelaufrollen
Lenkrolle	am Kopfende
optional	am Fußende
Optionale 5. Rolle	nur 150 mm Rollen
Brems- und Lenkpedale	am Fußende
optional*	am Fuß- und Kopfende

* Nur in Kombination mit ausgewählten Optionen erhältlich.

Hill-Rom ist ein weltweit führendes Medizintechnik-Unternehmen, das mehr als 10.000 Angestellte auf der ganzen Welt beschäftigt. Gemeinsam mit Anbietern von Pflegedienstleistungen in allen Bereichen des Gesundheitswesens in über 100 Ländern konzentrieren wir uns auf Versorgungslösungen für pflegebedürftige Patienten, um klinische und wirtschaftliche Ergebnisse in fünf Kerngebieten zu verbessern: **Förderung von Mobilität, Wundversorgung und -vorbeugung, Patientenüberwachung und Diagnostik, Sicherheit und Effizienz in der Chirurgie und Atemwegsgesundheit.** Die Menschen, Produkte und Programme von Hill-Rom verfolgen nur ein Ziel: **Jeden Tag rund um die Welt optimieren wir die Ergebnisse für Patienten und ihre Pflegekräfte.**

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Information zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Hill-Rom Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website:

www.hill-rom.com

Bedienelemente für Patienten	Bedienelement
optional	Bediensatellit
Optionale Bedienelemente für Pflegekräfte	Bedienteil am Fußende* oder beidseitige Höhenverstellung durch Fußschalter
Mechanischer CPR-Hebel beidseitig	Standard
Individuelle Verriegelungsfunktionen	Standard
Kopfteil	mobil
optional	feststehend

Zusätzliche Funktionen

Standard:

- Akku
- Line-Of-Site Winkelanzeige
- Einstellbare Matratzenhalter
- Ausstiegsposition mit einem Tastendruck
- Zentralbremse

- Abnehmbare Kopf- und Fußteile
- Wartungsbedarfsanzeige
- 6 Aufnahmen für Fixiergurte
- Aufnahmen für Aufrichter/ Infusionsständer
- Halterungen für Zubehör beidseitig
- Kabelhalter

Optional:

- Intelligentes Nachtlicht
- Bremsalarm
- Anzeige für niedrige Bettposition*

- Schockposition mit einem Tastendruck*
- EasyChair- und Liegeflächenflachposition
- Bettverlängerung mit Bettzeugablage

Das Hill Rom 900 Bett ist zur Verwendung in der Intensiv-, Akut- und ambulanten Versorgung für Patienten mit einem Gewicht von ≥ 40 kg, einer Größe von ≥ 146 cm und einem BMI von ≥ 17 vorgesehen.

Klasse I

Hersteller: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner, Frankreich

Dieses Medizinprodukt unterliegt gesetzlichen Bestimmungen und ist dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Hill-Rom empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zu deren sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtungen verantwortlich.

Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Dok.-Nr.: 5DE129313-05, 27 Juli 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom