

# Hill-Rom NP150 Viskoelastische Schaumstoffmatratze

Wirksame und sichere Dekubitusprophylaxe durch optimale Körperkontur-Anpassung



## Funktionen und Vorteile

- Passt sich den Körperkonturen an und reduziert Auflagedrücke
- Verschweißter Bezug mit integrierten Tragegriffen
- Pflegeleicht und hygienisch
- Verstärkte Seitenbereiche bieten erhöhte Sicherheit und ermöglichen einen verbesserten Ausstieg
- Passt sich an die meisten Bettrahmen und alle Verstellpositionen des Bettes an
- Röntgendurchlässig\* und latexfrei
- Durch ein separates Fach ist das Einlegen einer Röntgenkassette optional möglich; so bleibt der Komfort des Patienten erhalten, wenn er bei Röntgenaufnahmen umgelagert werden muss

\* Nur Modelle ASS095 und ASS099

# Hill-Rom NP150

## Temperaturempfindliche, viskoelastische Schaumstoffmatratze

Die Matratze wurde gezielt zur Vorbeugung von Dekubiti entwickelt. Der temperatursensitive, viskoelastische Schaumstoff passt sich an die Körperkonturen des Patienten an, sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Körpergewichts und nimmt die Körperformen in jeder Position an. Das führt zu einem erhöhten Patientenkomfort und einer verbesserten Druckverteilung. Passt sich an die meisten Bettrahmen und alle Verstellpositionen an.

Der Schaumstoffkern ist komplett von einem wasserdichten, dennoch wasserdampfdurchlässigen, multi-dehnbaren, bakteriostatischen und fungistatischen Polyurethan-Schutzbezug umschlossen, der sich leicht reinigen und desinfizieren lässt und somit Patienten und Pflegepersonal eine maximale Hygiene gewährleistet.



## Die Matratze ist in unterschiedlichen Längen erhältlich.

Standardgröße: 198 cm

+5 cm

### Technische Daten

#### Matratze (individuelle Größen sind lieferbar)

Länge	198 oder 203 cm
Breite	85 oder 90 cm
Höhe	14 cm

#### Gewährleistung

Hill-Rom gewährt auf den Schaumstoff eine Gewährleistung von 5 Jahren und auf den Bezug eine Gewährleistung von 2 Jahren. Ausführliche Informationen zu gewährten Garantieleistungen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Hill-Rom Ansprechpartner vor Ort.

Sichere Arbeitslast	250 kg
Empfohlenes Therapiegewicht	30 bis 150 kg
Nähte	verschweißt

Hill-Rom ist ein weltweit führendes Medizintechnik-Unternehmen, das mehr als 10.000 Angestellte auf der ganzen Welt beschäftigt. Gemeinsam mit Anbietern von Pflegedienstleistungen aus allen Bereichen des Gesundheitswesens in über 100 Ländern konzentrieren wir uns auf Versorgungslösungen für pflegebedürftige Patienten, um klinische und wirtschaftliche Ergebnisse in fünf Kerngebieten zu verbessern: **Förderung von Mobilität, Wundversorgung und -vorbeugung, Patientenüberwachung und Diagnostik, Sicherheit und Effizienz in der Chirurgie und Atemwegsgesundheit.** Menschen, Produkte und Programme von Hill-Rom verfolgen nur ein Ziel: **Jeden Tag rund um die Welt optimieren wir die Ergebnisse für Patienten und ihre Pflegekräfte.**

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Information zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Hill-Rom Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website:

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Die NP150-Matratzen von Hill Rom tragen in verschiedenen Umfeldern der Gesundheitsversorgung zur Prophylaxe von Dekubitus bei Patienten ohne oder mit bis zu mittlerem Risiko und einem Gewicht zwischen 30 kg und 150 kg und einer Mindestgröße von 1,46 m bei.

Klasse I

Hersteller: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner, Frankreich

Dieses Medizinprodukt unterliegt gesetzlichen Bestimmungen und ist dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Hill-Rom empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zu deren sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtungen verantwortlich. Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Dok.-Nr.: 5DE116303-04, 27 Juli 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**