

Solo™ personenbezogene Hebegurte

Produkte für die kurzfristige Verwendung zusammen mit Liko Lifterlösungen



Solo RepoTuch

Funktionen und Vorteile

Die ideale Lösung für **kurzfristige Hebe- und Transferanforderungen**

Eine **personenbezogene Produktlinie** für den Einsatz mit einer Reihe von Liko Produkten

Die Anwendung bei nur einem Patienten/Pflegebedürftigen **verringert das Risiko der Ausbreitung von Infektionen**

Solo Produkte werden aus **Vlies- und Baumwoll-Polyester-Materialien** hergestellt




Solo personenbezogene Hebegurte



Der **Solo Hebegurt HR™** ist ideal für die meisten Hebesituationen. Er kann für das Heben von Patienten/Pflegebedürftigen zwischen Bett und Rollstuhl oder auf die bzw. von der Toilette eingesetzt werden.



Das **Solo RepoTuch™** wird verwendet, um Patienten/Pflegebedürftige, die in ihrem Bett nach unten gerutscht sind, neu zu positionieren oder bettlägerige Patienten/Pflegebedürftige zum Waschen und zur Dekubitusprophylaxe umzulagern.



Das **Solo Okto-Hebetuch™** ist für horizontales Heben zusammen mit dem Okto-Bügel™ vorgesehen. Es ist ideal für den Einsatz in chirurgischen und Intensivstationen.



Das **Solo Hebetuch 1800™** ist für horizontales Heben zusammen mit der Liko IntensivTrage Model 600 IC™ vorgesehen.



Das **Solo Hebetuch 1900™** ist für horizontales Heben zusammen mit der Liko IntensivTrage 1900™ vorgesehen. Es ist ideal für den Einsatz in chirurgischen Stationen, da es eine flache Auflagefläche bietet.



Die **Solo MultiBänder™** werden zur Erleichterung von Untersuchungen, Pflege und Behandlung verwendet. Sie eignen sich außerdem zum Umlagern eines Patienten/Pflegebedürftigen im Bett oder zur Unterstützung, wenn der Patient/Pflegebedürftige auf die Seite gedreht wird.



Die **Solo StützWeste™** wird zusammen mit dem Liko Sabina™ Aufstehlifter verwendet, um Patienten/Pflegebedürftige von einer sitzenden in eine stehende Position zu bringen.



Die **Solo-Abdeckung für Ultra Lifthosen™** ist ein Einweg-Zubehör für die Verwendung mit Liko Ultra Lifthosen. Die Abdeckung wird über die Lifthosen geschoben, um diese vor Verschmutzung zu schützen.

Hill-Rom ist ein weltweit führendes Medizintechnik-Unternehmen, das ungefähr 10.000 Angestellte auf der ganzen Welt beschäftigt. Gemeinsam mit Anbietern von Pflegedienstleistungen in über 100 Ländern konzentrieren wir uns auf Versorgungslösungen für pflegebedürftige Patienten, um klinische und wirtschaftliche Ergebnisse in fünf Kerngebieten zu verbessern: **Förderung von Mobilität, Wundversorgung und -vorbeugung, Patientenüberwachung und Diagnostik, Sicherheit und Effizienz in der Chirurgie und Atemwegsgesundheit.** Auf der ganzen Welt verfolgen Menschen, Programme und Produkte von Hill-Rom nur ein Ziel: **Optimierte Ergebnisse für Patienten und ihre Pflegekräfte.**

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Information zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Hill-Rom Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website:

www.hill-rom.com

Solo personenbezogene Hebegurte sind Zubehörteile, die in Situationen verwendet werden, in denen einzelne Hebegurte für eine kurzfristige Verwendung benötigt werden, z. B. wenn das Risiko einer Kreuzinfektion zwischen Patienten/Pflegebedürftigen besteht.

Klasse I

Hersteller: Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå – Schweden

Dieses Medizinprodukt unterliegt gesetzlichen Bestimmungen und ist dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Hill-Rom empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zu deren sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtungen verantwortlich.

Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Dok.-Nr.: 5DE183320-01, 06 April 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom