



In der Gesundheitspflege vielseitig anwendbar.

MultiBand™ ist ein neues Hebezubehör von Liko™, das die große Auswahl der Hebe- und Umpositionierungsmittel von Liko™ vervollständigt. MultiBand™ wurde entwickelt um eine Vielzahl von Bedürfnissen in der Pflege abzudecken und kann eingesetzt werden, um Arme, Beine sowie andere Körperteile, z.B. während der Behandlung oder während des Waschens, zu halten.

In Verbindung mit einem Patientenlifter, erleichtert MultiBand™ vielerlei schwere Hebeaufgaben, z. B. bei der Wundpflege (u.a. Verbrennungen), bei Hygienmaßnahmen, bei Behandlungen (u.a. bei der Katheterisierung oder Wundversorgung), bei Untersuchungen, bei der Platzierung von Steckbecken sowie beim An- und Ausziehen. MultiBand™ kann auch verwendet werden, um einen Pflegebedürftigen

zur Seite zu drehen. MultiBand™ kann einzeln oder paarweise verwendet werden. Zum Drehen im Bett empfehlen wir die paarweise Verwendung eines der breiteren Modelle.

Wichtige Merkmale

- Erleichtert das Anheben/Halten, z. B. der Arme und Beine, während der Behandlung oder dem Waschen
- Drei waschbare Modelle des MultiBandes in unterschiedlichen Größen
- Es sind auch MultiBänder aus Einweggewebe erhältlich, die für den kurzfristigen Gebrauch bei einem einzelnen Patienten bestimmt sind.

Unterschiedliche Modelle und Anwendungsbereiche.

Liko™ MultiBand™ Standard

Breite 10 cm

Liko™ MultiBand™ Standard lässt sich für gewöhnlich am leichtesten anlegen und ermöglicht einen besseren Zugang zu einem größeren Bereich der Haut. Es eignet sich besonders zum Anheben und Halten eines Armes oder Beines.

Liko™ MultiBand™ Breit

Breite 25 cm

Liko™ MultiBand™ Breit weist einen größeren Stützbereich auf und aufgrund seiner Verstärkung ist eine bessere Druckverteilung möglich. Es kann zum Anheben eines Beines oder des Gesäßes eines Pflegebedürftigen verwendet werden, oder um diesen im Bett zu drehen.

Liko™ MultiBand™ Ultra

Breite 40 cm

Wurde speziell für schwergewichtige Pflegebedürftige entwickelt, kann jedoch auch zum Drehen leichterer Pflegebedürftiger im Bett verwendet werden. Weist zur gleichmäßigeren Druckverteilung eine Verstärkung auf.



Alle Liko™ MultiBänder werden mit einem FixBand (135 cm) geliefert. Dieses wird verwendet, um ein Ende des MultiBands beim Drehen eines Pflegebedürftigen am Bett zu fixieren.

Lesen Sie bezüglich weiterer Informationen hinsichtlich der Anwendungsbereiche sowie der Anwendung in der Praxis die relevanten Gebrauchsanweisungen. Für Informationen oder eine Beratung können Sie sich auch mit der Ihnen nächstgelegenen Liko™-Vertretung in Verbindung setzen. Adressen finden Sie unter www.liko.com.

Produktinformationen

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Max. Tragfähigkeit	Material	Breite
Liko™ MultiBand™ Standard, inkl. FixBand	3695115	200 kg	Polyester	10 cm
Liko™ MultiBand™ Breit, inkl. FixBand	3695116	200 kg	Polyester	25 cm
Liko™ MultiBand™ Ultra, inkl. FixBand	3695117	200 kg	Polyester	40 cm

Zubehör	Art.-Nr.
FixBand 135 cm	3696001
Bandschieber 600 IC (kann die Platzierung von Liko™ MultiBand™ Standard und Breit erleichtern)	3684002

MultiBand™ ist ein medizintechnisches Produkt der Klasse I.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Das Qualitätsmanagementsystem von Liko ist gemäß ISO 9001 und ISO 13485, dem speziell für Hersteller medizintechnischer Produkte geltenden Äquivalent, zertifiziert.

Das Umweltmanagementsystem von Liko ist gemäß ISO 14001 zertifiziert.



Hill-Rom

Optimierte Ergebnisse für Patienten und Pflegende.™