



Hillrom™



TL1000 Untersuchungsleuchte

Universal im Einsatz

DER FLEXIBLE ALLESKÖNNER

Halogen war gestern. Profitieren Sie bei Untersuchungsleuchten von den vielen Vorteilen der LED-Technologie: von der höheren Lichtstärke, längeren Lebensdauer, geringeren Wärmeentwicklung und von dem minimalen Stromverbrauch. Zusätzlich begeistert die TL1000 Untersuchungsleuchte mit ihrer Mobilität und ihrem leichten Gewicht.



ENERGIEEFFIZIENZ

Leistungsstärke trifft Sparsamkeit

Die überzeugenden Vorteile unseres Lichtsystems gegenüber Halogen: um ein Vielfaches längere Lebensdauer, geringere Wärmeentwicklung, hohe Ausfallsicherheit und niedriger Stromverbrauch.



HANDHABUNG

Einfach, flexibel, komfortabel


Die TL1000 Untersuchungsleuchte lässt sich dank ihres speziell abgestimmten Tragsystems und ihres geringen Gewichts leicht positionieren. Mit ihrem sterilisierbaren Handgriff eignet sie sich außerdem auch für den Einsatz in hygienisch kritischen Anwendungsfällen. Alles für höchsten Komfort und flexible Anwendung.



LICHT

Auf dem neuesten Stand der Technik

Mit ihrer LED-Technologie bietet die TL1000 Untersuchungsleuchte gegenüber herkömmlichen Halogen-Versionen entscheidend mehr Licht sowie eine höhere Lichtqualität. Das emittierte Licht wird von der Hillrom Multilinsen-Matrix optimal verteilt und stellt damit eine homogene Lichtqualität in Fläche und Tiefe sicher. Für bestmögliche Sicht bei Untersuchungen.



EINSATZORT

Überall

Die TL1000 Untersuchungsleuchte ist als Decken-, Wand- oder Mobil-Variante und außerdem am Deckenstativ montiert erhältlich. Dank ihrer maximalen Flexibilität und platzsparenden Kompaktheit gehört sie zur Grundausstattung für niedergelassene Ärzte, für Ambulanzen, Krankenhaus-Untersuchungsräume und Kreißsäle sowie für Ein- und Ausleitungsräume. Eine für alles.



TECHNISCHE DATEN

Beleuchtungsstärke E_c in 1 m (lx)	80.000
Leuchtfelddurchmesser (d10) in 1 m (cm)	16 cm
Farbtemperatur (K)	4.500
Farbwiedergabeindex (Ra)	95
Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs (h)	>50.000

Die Werte unterliegen einer allgemeinen Industrietoleranz von $\pm 10\%$.

ÜBER HILLROM

Hillrom ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, dessen 10.000 Mitarbeiter einen einzigen Zweck verfolgen: Verbesserung der Ergebnisse für Patienten und das medizinische Personal durch die ständige Weiterentwicklung der vernetzten Gesundheitsversorgung. Weltweit berühren unsere Innovationen täglich über 7 Millionen Patienten. Sie ermöglichen eine frühere Diagnose und Behandlung, optimieren die chirurgische Effizienz und beschleunigen die Genesung der Patienten. Gleichzeitig vereinfachen sie die klinische Kommunikation und verlagern die Versorgung näher ans Zuhause. Wir ermöglichen diese Ergebnisse durch vernetzte intelligente Betten, Patientenlifter, Technologien zur Patientenbewertung und -überwachung, Tools für die Zusammenarbeit mit Pflegekräften, Atemtherapiegeräte, moderne Geräte für den OP und vieles mehr. So erhalten wir handlungsorientierte Erkenntnisse in Echtzeit am Point-of-Care.

Advancing Connected Care. Weitere Informationen finden Sie unter hillrom.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Hillrom Ansprechpartner.

Trumpf Medizin Systems GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 7-9
D-07318 Saalfeld/Saale
+49 (0) 3671 5860

hillrom.com

Die TL1000 Untersuchungsleuchte ist für die Anwendung durch klinisches Personal und qualifizierte Fachkräfte aus dem Heil- und Pflegebereich vorgesehen. Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich um ein reguliertes Produkt aus dem Gesundheitswesen, das gesetzlichen Bestimmungen unterliegt und dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen ist. Hill-Rom empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zu deren sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtungen verantwortlich. Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen in Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die ausdrückliche schriftliche Garantie, die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte bezieht. Trumpf Medizin Systeme GmbH + Co. KG ist eine Tochtergesellschaft der Hill-Rom Holdings, Inc.